

Dr. Schutz GmbH

Holbeinstr. 17
D-53175 Bonn
Германия

Факс: +49-(0)228-95 352 46
Тел: +49-(0)228-95 352 36
info@dr-schutz.com
www.dr-schutz.com

Информация о продукте

Очиститель для ламината

1. Описание товара

Нейтральное чистящее средство для регулярной чистки всех видов ламинатных полов. Удаляет грязь, жиры и следы подошв обуви, не повреждая покрытие и не оставляя следов.

2. Сферы применения

Все виды ламинатных полов, а также ламинированные поверхности, включая кухонную мебель и мебель для ванных комнат.

3. Способ применения

Ежедневная уборка:

Протрите тряпкой пол, используя разведённое в соотношении 1 : 200 средство (50мл на 10л воды). Избегайте чрезмерной влаги и образования луж. Для уборки больших площадей также рекомендуется использовать однодисковую машину для уборки полов (400 об.м., например: «СРП2» компании Доктор Шутц) вместе с белым или красным падом, разводя средство в соотношении 1:200 до 1:400.

Расход 1л = 1000 м²

Жирные пятна и трудновыводимая грязь:

Использовать неразведённое средство, наносить мягкой и не царапающей поверхностью тряпкой. Очистить грязь и удалить остатки чистой водой, потом протереть влажной мягкой тряпкой.

Остатки клея удаляются с помощью «Средства для удаления пятен и остатков клея» на ламинатных полах.

Совет: Ламинатные полы и ламинированные поверхности не должны быть влажными в течение длительного времени. Поэтому надо всегда использовать мягкую тряпку, хорошо впитывающую влагу и легко отжимающуюся. Швы ламинатного пола не должны быть деформированными или разбухшими. Для защиты швов используйте «Защитную пропитку для ламината» фирмы Доктор Шутц.

4. Технические характеристики

Значение pH: 7.5 в концентрированном виде.

Состав: вода, менее 5%-анионических тензидов, менее 5%- неионизированных тензидов, содержит консерванты, растворители, ароматизаторы и другие добавки.

Хранить в сухом прохладном месте с плотно закрытой крышкой, в недоступном для детей месте. Беречь от мороза.

При соблюдении условий хранения, продукт имеет неограниченный срок хранения.

5. Гарантия качества

FIGR - Институт проверки и исследований очистительной техники для сооружений GmbH, Деттинген.

6. Фасовка

750 мл бутылка (арт. № 2210075006)

5 л канистра (арт. № 2210000506)

10 л канистра (арт. № 2210001006)